

PSX179

DETERGENTE NEUTRO

04.08.16

DESCRIÇÃO

PSX179 é um produto líquido concentrado, neutro desenvolvido para proporcionar rápida e eficiente limpeza de equipamentos de laboratório. Os artigos lavados secam naturalmente e ficam brilhantes sem estrias e películas. Não ataca alumínio, zinco e suas ligas. Bom desempenho também em banhos de ultrassom.

APLICAÇÕES

Instrumentos de precisão feitos de vidro e células fotométricas.

PROPRIEDADES

- Biodegradável;
- Isento de cloro;
- Concentrado.

MODO DE USAR

Diluir na proporção de 1 litro de produto para 20 a 100 litros de água. A diluição sugerida é apenas orientativa e poderá ser ajustada conforme a necessidade de limpeza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado Físico	Líquido
Cor	Incolor
Ponto de Fulgor	Nãotem
Densidade a 20/24°C	1,000 g/cm
pH solução a 10%	7,0 -7,5

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão procure o serviço de saúde mais próximo ou o CEATOX 0800 721 3000. Não deixe de usar os EPIs quando recomendado.

ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, coberto, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

Baldes ou Tambores em aço ou Polietileno de alta densidade com:

- 5; 20; 50 e 200 litros.